

# MICROMED SILIQUID

## Purškalas žaizdoms su koloidiniu sidabru

MICROMED SILIQUID tai koloidinio sidabro purškalas žaizdų gydymui skatinti. Gali būti naudojamas kaip dermatologinių ligų gydymo priemonė, taip pat naudojamas kvapui sušvelninti.

### Sudėtis:

distiliuotas vanduo, koloidinis sidabras 40 ppm, hialurono rūgštis 0, 15%.

### Dozės ir naudojimo būdas

Užpurškite keletą kartų ant pažeistų plotų. MICROMED SILIQUID tinkamas odos pažeidimų, randų ir žaizdų intensyviai terapijai, gali būti naudojamas dermatologinių susirgimų atvejais: egzemos, granulomos ir grybelio. Gali sukelti kvapą.

### Laikymo sąlygos

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Pakuotės masė

100 ml

### Galiojimo laikas

Žiūrėti ant pakuotės.

### Gamintojas

Metec Production, Weidach Siedlung 23, D-87471, Weidach.



OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

 **VETA**  
Profesionalu ir patikima

UAB „VETA“      Tel. +370 5 272 4390  
Kalvarijų g. 62,      Faks. +370 5 275 1832  
LT-09304 Vilnius      El. p. veta@veta

---

Nemokama linija 8 800 123 41  
www.veta.lt