

Opti-Iron®

Skystas pašaro papildas paršeliams praturtintas geležimi

Opti-Iron – tai parūgštintas geležies papildas paršeliams skirtas naudoti kartu su geriamuoju vandeniu. Opti-Iron naudojimas užtikrina pakankamą ir pastovų geležies tiekimą paršivimosi garduose, stimuliuoja žarnyno funkcijas ir svorio auginimą iki atjunkymo.

Opti-Iron sudėtyje:

- Geležies laktatas – lengvai absorbojama geležis užkerta kelią geležies deficitui, stimuliuoja augimą.
- Organinės rūgštys – teigiamas poveikis žarnyno funkcijoms
- Elektrolitai (Na⁺, Cl⁻) – palaiko ir stabilizuoja elektrolitų balansą
- Dekstrozė – lengvai absorbuojama energija

Nauda ir poveikis

- Užtikrina aukštą hemoglobino lygį kraujyje
- Prisideda prie didesnio svorio ajunkymo periodu (+200-400 gramų)
- Teigiamas poveikis žarnyno sveikatai
- Žemas pH užtikrina bioplėvelės nebuvimą girdymo sistemoje
- Sumažina artrito riziką pakeičiant geležies injekcijų naudojimą
- Pastovus geležies tiekimas laktacijos periodu

Sudėtis:

demineralizuotas vanduo, dekstrozė, natrio chloridas, natrio bikarbonatas.

Analitinė sudėtis:

žali pelenai 10.20 %, žali baltymai 0.10 %, žali riebalai 0.10 %, žalia ląsteliena 0.00 %, vanduo 66.00 %, natriis 1.55 g, lizinas, g/kg 0.10 g, metioninas, g/kg 0,10g.

Priedai:

maistiniai, 3b: E1, geležies laktatas trihidratas: Fe 27500 mg/kg, technologiniai, 1a: E270 pieno rūgštis, E330 citrinos rūgštis, E202 kalio sorbatas, jutiminiai, 2b: kvapiųjų medžiagų mišinys.

Dozės ir naudojimo būdas:

Sumaišykite Opti –Iron ir vandens 1 ½ -2% tirpalą ir girdykite nuo gimimo iki 24 dienų amžiaus. Naudokite girdymo indą arba lovį. Kiekvienas paršelis turi gauti mažiausiai 25 ml ir daugiausiai 35 ml. Opti-Iron koncentrato naudojimas žindymo periodu. 200 litrų Opti-Iron turėtų užtekti mažiausiai 8000 paršelių. Paršeliai privalo turėti galimybę gauti švaraus geriamojo vandens. Sugirdykite daugiausiai 2ml vienam paršeliui per dieną.

Pakuotė:

18 L talpa

Tinkamumo laikas

Žr. ant pakuotės

Laikymo sąlygos

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje

Gamintojas:

R2 Agro A/S, Mimersvej 1, Odinsvej 21+25, DK-8722 Hedenstend, A-208-G756042



OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „VETA“ Tel. +370 5 272 4390
Kalvarijų g. 62, Faks. +370 5 275 1832
LT-09304 Vilnius El. p. veta@veta

Nemokama linija 8 800 123 41
www.veta.lt